



| <b>BRILLANT nitrilSTYLE</b>   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Einmal-Schutzhandschuhe und Untersuchungshandschuhe aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar. Konform mit der RL 93/42/EWG, EN 455:2000, PSA 89/686/EWG, EN 420:2003, EN 374:2003 und Lebensmittelrichtlinie 1935/2004. CE-Zertifizierung: Kat III – Wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen. Medizinprodukt Klasse I. Qualitätszertifizierung: ISO 9001, ISO 13485. Außenseite: Finger texturiert, Farbe: schwarz  |                     |
| <b>Anwendung/Einsatzgebiete</b><br>Stylische Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar. Mit hervorragender Dehnbarkeit für angenehmen Tragekomfort und texturierte Finger für gute Griffigkeit auch im Nassbereich. Hohe mechanische Beständigkeit. Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen – somit für Latexallergiker geeignet. Erfüllt die medizinischen Anforderungen im Tattoo-Bereich. Neben Body Art und Beauty für die Anwendung in HACCP-relevanten Bereichen geeignet, z.B. Essensausgabe und Zubereitung. Aufgrund der Farbe besonders beliebt für Front-End-Anwendungen im Gastronomie, Beauty und Body Art Bereich. |                     |
| <b>Lagerung</b><br>Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen. 3 Jahre Lagerstabil.   |                     |
| <b>Verpackungseinheiten</b>   |                     |
| S, 100 Stück/Packung  | Art.-Nr. 4451001300 |
| M, 100 Stück/Packung  | Art.-Nr. 4451001400 |
| L, 100 Stück/Packung  | Art.-Nr. 4451001500 |
| <b>Sicherheitshinweis</b><br>Vorsichtsmaßnahme: Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche mechanische Beschädigungen (z.B. Löcher oder Risse).  |                     |
| <b>Referenzen</b><br>Alternativ empfehlen wir unsere Schutzhandschuhe BRILLANT latexCOMFORT, BRILLANT nitrilCOMFORT oder BRILLANT nitrilX-TREME.  |                     |
| <b>Europalette</b>  |                     |
|   | 270                 |

| <b>BRILLANT nitrilSTYLE</b>  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Product description</b><br>Disposable protective gloves and examination gloves made of nitrile butadiene rubber, powder-free, non sterile, ambidextrous. Compliant with Dir. 93/42/EEC, EN 455:2000, PPE 89/686/EEC, EN 420:2003, EN 374:2003 and food regulation 1935/2004. CE certification: Category III – waterproof protective gloves for chemical hazards. Medical Device Class I. Quality certification: ISO 9001, ISO 13485. Surface: textured fingers, colour: black   |                     |
| <b>Field of application/use</b><br>Stylish disposable protective gloves made of nitrile butadiene rubber, black, powder free, non-sterile and ambidextrous. With excellent elasticity for good wearing comfort and with textured fingers for good grip in wet and dry conditions. Robust – high mechanical resistance. Free from phthalates/softeners and allergenic latex proteins – latex free, suitable for people with latex allergy. Fulfilling medical requirements in the tattoo sector. For beauty and body art sector as well as areas subject to HACCP standards, e.g. kitchen. Especially suitable for applications which are visible to the public like catering, beauty or body art sector. |                     |
| <b>Storage</b><br>Store in original packaging in a dry and dark place at 10°C to 30°C, and protect from heat, humidity, bright light and ozone. 3 years storage life.  |                     |
| <b>Packaging units</b>   |                     |
| S, 100 piece/package   | Art.-No. 4451001300 |
| M, 100 piece/package   | Art.-No. 4451001400 |
| L, 100 piece/package   | Art.-No. 4451001500 |
| <b>Safety information</b><br>Precautionary measures: Always check the gloves for possible mechanical damage (e.g. holes or tears) before use.  |                     |
| <b>References</b><br>As an alternative we recommend our protective gloves BRILLANT latexCOMFORT, BRILLANT nitrilCOMFORT or BRILLANT nitrilX-TREME.   |                     |
| <b>Europallet</b>  |                     |
|  | 270                 |